

Perfil Técnico

Verpro HSE

DESCRIÇÃO:

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Hospitais.

FINALIDADE:

Verpro HSE é um desinfetante hospitalar à base de hipoclorito de sódio estabilizado, contem 25000 ppm de cloro ativo em sua formulação. Possui ação comprovada contra *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*, estando de acordo com a resolução RDC n°14 de 28/12/2007.

MODO DE USAR:

Não misture com nada exceto água.

Utilizar solução com 200 ppm de cloro ativo (1 parte de produto para 124 partes de água) até 10.000 ppm (1 parte do produto para 1,5 partes de água) sobre a superfície e deixar agir por 10 minutos. Enxaguar. Utilize sistema dosador automatizado.

Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas.

VANTAGENS:

- ◆ Sistema fechado de diluição Oásis dos concentrados.
- ◆ Sistema completo de limpeza. Evita desperdício de produto.

CARACTERÍSTICAS:

a) FÍSICAS:

Estado Físico:	Líquido límpido
Cor:	Incolor a amarelo claro
pH 100%:	12,0 – 13,0
Densidade (25°C):	1,055 - 1,065 g/cm ³

b) QUÍMICAS:

Agente sanitizante:	Hipoclorito de sódio
---------------------	----------------------

PRECAUÇÕES:

PERIGO: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores e aerossóis. Perigosa a sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

Para maiores informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

VALIDADE:

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM:

Bombona plástica de 5 litros.

REGISTRO M.S., N° 3.0053.0851

Aut. Func. M.S. n° 3.00053-9

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB