

# Eco-Star Destainer H

## Descrição

Desinfetante para tecidos e roupas hospitalares.

## Campo de aplicação

Uso em estabelecimentos de assistência à saúde.

## Finalidade

Desinfecção de roupas e tecidos hospitalares.

## Vantagens

- Ação comprovada contra *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosas*;
- Pode ser utilizado para desinfecção de superfícies hospitalares.

## Modo de usar

Produto desenvolvido para ser utilizado através do sistema automático de dosagem ECO-STAR.

Para desinfecção usar 4 mL de produto por litro de água, deixar agir durante 10 minutos antes do enxágue.

**IMPORTANTE** – Para a ação bactericida do produto, as roupas deverão estar limpas.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.



## Cod

86081

## NCM

28289011

## Embalagem

Bombonas plásticas de 60L.

## Validade

4 meses a partir da data de fabricação.

## Características

### Físicas

**Estado físico:** Líquido límpido

**Cor:** Amarelo claro

**Odor:** Cloro

**pH 100% (25°C):** 12,0 – 14,0

**Densidade (25°C):** 1,160 – 1,260g/cm<sup>3</sup>

### Químicas

**Agente alvejante e desinfetante:**

Hipoclorito de sódio

## Precauções

Não necessita de EPI para manipulação da solução, quando diluída conforme recomendação.