

Sanitizer H

Descrição

Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas e artigos não Críticos.

Campo de aplicação

Uso em estabelecimentos de assistência à saúde.

Finalidade

Sanitizer H é indicado para uso em qualquer área que necessite de desinfecção, tais como: pisos, paredes, vidros, portas e móveis de aço, em hospitais, clínicas, consultórios médicos ou dentários.

Vantagens

- Forte poder oxidante.
- Largo espectro antibacteriano. Na concentração de 100 ppm é eficaz contra:
 - *Acinetobacter baumannii*
 - *Pseudomonas aeruginosa*
 - *Staphylococcus aureus*
 - *Salmonella choleraesuis*
 - *Escherichia coli*

Modo de usar

Utilize uma solução de, no mínimo, 100 ppm de Cloro Livre (dosar de 1 mL a 3,5 mL do produto em 1 L de água, aferindo a concentração de ativo de modo a garantir que a solução tenha no mínimo 100 ppm).

Para determinar a concentração de ativo, insira uma fita de análise de cloro (766600 Chlorine Test Paper) dentro da solução de uso e leia o resultado comparando a coloração da fita com o gabarito de cores presente no rótulo do tubo de fitas.

As áreas a serem desinfetadas devem estar limpas.

- 1.) Aplicar o produto com uso de mop ou spray
- 2.) Deixar agir por no mínimo 10 minutos

Não misture o produto com nada além de água.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.



Cod

16428 (5L)
16444 (20L)

NCM

38089429

Embalagem

Bombona 5L
Bombona 20L

Validade

06 meses a partir da data de fabricação.

Características

Físicas

Estado físico: Líquido

Cor: Amarelo claro

Odor: Cloro

pH 100%: 12,0 – 14,0

Densidade (20°C): 1,16 – 1,26 g/cm³

Químicas

Hipoclorito de Sódio – Teor de Cloro Ativo: 10%

Precauções

Não necessita de EPI para manipulação da solução, quando diluída conforme recomendação.