



linha institucional

industrial

BOLETIM TÉCNICO

WYN SANITY

Desincrustante
ácido

REGISTRO Nº 352150066 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Limpador desincrustante, ideal para manutenção, higienização e limpeza de vasos sanitários, mictórios e louças sanitárias. Retira com eficiência manchas de ferrugem e impregnações amareladas deixadas pela urina e pela saída de água. Elimina maus odores, deixando um agradável perfume.

INDICAÇÃO:

Indicado para limpeza de vasos sanitários, mictórios e louças sanitárias.

RESTRIÇÃO:

Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies aquecidas. Não utilizar com produtos à base de hipoclorito de sódio.

MODO DE USAR:

Antes de aplicar o produto, remova a água do vaso sanitário. Em seguida, aplicar o produto em toda área desejada. Esfregue todo o vaso sanitário ou mictório, principalmente os locais de saída de água. Após a aplicação, acione a descarga para fazer o enxágue da área limpa.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO:

Proporção (produto:água)	Ação	Rendimento (Aplicações / litro de produto)
1:10	Sujidade leve	10
1:5	Sujidade moderada	5
1:3	Sujidade pesada	3
Pronto uso	Sujidades impregnadas	1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Cor:	Verde
Odor:	Floral
pH:	de 1,5 a 2,5
Peso específico (g.cm⁻³):	de 1,0000 a 1,0300
Composição:	Ativos, veículo, antioxidante, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, essência e corante.
Princípio ativo:	Ácido clorídrico e ácido benzeno sulfônico
Teor de sólidos (%):	de 3,0 a 7,0

VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:

24 meses

EMBALAGEM:

Frasco de 1 litro e galão 5 litros

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Não ingerir. Usar luvas e óculos de proteção para sua aplicação. Evite inalação ou aspiração. Evite contato com a pele.

Atualizado por: Matheus R. Sanches 25/03/2022