

SULTRASPOT PROTEIN

Removedor de manchas à base de proteína para pré-tratamento

Aplicação

SULTRASPOT PROTEIN é um removedor de manchas alcalino para remover manchas de proteína de roupas. Aplicar manualmente somente o necessário para cobrir a mancha.

Propriedades

- **SULTRASPOT PROTEIN** é um produto à base de água.
- As seguintes manchas podem ser removidas com **SULTRASPOT PROTEIN**: sangue, leite, urina, restos de alimentos que contenham proteínas, cerveja, etc.
- **SULTRASPOT PROTEIN** pode ser usado com segurança
- em quase todos os tipos de tecido.

Modo de Utilização

- As manchas à base de proteínas geralmente podem ser reconhecidas por sua cor e rígida textura - manchas de sangue antigas, por exemplo, são duras e marrons.
- Para melhores resultados, aplicar **SULTRASPOT PROTEIN** puro na mancha antes da lavagem.
- Trabalhe suavemente no produto com uma escova de esfregar (não esfregue!), para que o produto tenha tempo de agir.
- Enxágue a mancha com uma pistola de vapor e água.
- Se a mancha ainda estiver visível, repita o processo – se for necessário, várias vezes.
- **As manchas residuais de sangue** podem ser removidas com um removedor de manchas de ferrugem.
- Seque a mancha com ar comprimido e leve **IMEDIATAMENTE** à lavadora no programa de lavagem habitual.
- Devido ao **SULTRASPOT PROTEIN** ser um produto concentrado, é importante especial atenção com cores sensíveis (vivas), como o vermelho, o azul, o marrom e o verde. Tenha cuidado com as fibras dos tecidos, visto poderem facilmente perder cor. Em caso de dúvida, primeiro testar na parte interior da peça.
- O contato do produto com o tecido não deve ser superior a 15 minutos.

Propriedades Físico-químicas

Densidade:	1,00
pH (100%):	11,2
Solubilidade em água:	Solúvel

Composição & Segurança

Surfactantes aniônicos	5%
Enzimas(protease)	

Cumpe com as Diretivas Europeias no que diz respeito a classificação, embalagem e rotulagem de substâncias e preparações químicas perigosas.

Armazenagem

Usar acima de 5°C.

Armazenar acima de 0°C

Embalagem

Frasco	500ml
--------	-------